



# PE-7100

## 5 Populações

## Analizador Hematológico Automático



# PROKAN

## PE-7100

### Analizador de Hematologia Automático de 5 Populações

- Método de Impedância elétrica para determinar os dados RBC e PLT;
- Método colorimétrico para a determinação de HGB;
- Citometria de fluxo baseada em laser para determinação dos WBC

<b>23</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>Parâmetros</b>	<b>Diagramas de difração</b>	<b>Histogramas</b>	<b>Parâmetros de pesquisa</b>

### PE-7100 O Analizador Hematológico de 5 Populações Automático, Avançado, Económico e de Fácil utilização Resultados Precisos e Fiáveis

ESPECIFICAÇÕES	
<b>Parâmetros</b>	23 parâmetros + 8 Parâmetros de pesquisa + 4 diagramas de difração e 3 histogramas: WBC/RBC/PLT; 5 Populações de WBC
<b>Volume da amostra</b>	Modo Venoso/Modo Capilar/ Modo Pré-diluído ≤20µL
<b>Modo de operação</b>	Operação com ecrã táctil, também suporta teclado e rato USB; Baseado no sistema Linux
<b>Rendimento</b>	60 amostras/h, 24 horas de trabalho com standby automático
<b>Armazenamento</b>	50.000 resultados de amostra, incluindo os histogramas
<b>Aplicação</b>	Bebé/criança/mulher/homem/normal/personalizado
<b>Controlo de qualidade</b>	L-J; X-B
<b>Monitor</b>	Ecrã táctil de 10.4"
<b>Idioma</b>	Linguagem customizada. Suporta a língua portuguesa
<b>Modo de calibração</b>	Calibração manual e calibração automática
<b>Peso</b>	26.5KG
<b>Dimensão</b>	364×498×431(mm)
<b>Ambiente de trabalho:</b>	Temperatura: 10-30°C Humidade ≤70%
<b>Modo de teste</b>	CBC+DIFF, CBC



**2M Diagnostics** | Distribuidor Exclusivo  
Rua Quinta dos Medronheiros, 1  
2815-884 Sobreda · Almada  
Portugal  
+351 21 384 961  
info@2mpharma.pt | www.2mdiagnosics.pt

**PROKAN**